



Descripción técnica de producto

Producto Acticoat
Código 701003 - 701004
Laboratorio Smith&nephew



Descripción	<p>Apósito que se compone de tres capas: una capa absorbente interior. A ambos lados de ésta, se sitúan dos mallas de polietileno de alta densidad y poco adherentes recubiertas de plata. La Plata Nanocristalina protege la herida de la contaminación bacteriana mientras que la capa absorbente interior ayuda a mantener un ambiente húmedo en la herida.</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Barrera antimicrobiana, única con plata nanocristalina• Altamente efectiva contra la penetración bacteriana, amplio espectro antibacteriano. Eficaz en más de 150 cepas.• Acción de larga duración. Su efecto se mantiene por 3 días.• Rápida acción bactericida. Elimina bacterias a 30 minutos de su aplicación.• Acción antiinflamatoria. Reduce la inflamación modulando la acción de las Metaloproteasas (MMP).• Fácil de usar. Se puede cortar según el tamaño de la herida.
Mecanismo de acción	<p>La Plata Nanocristalina de ACTICOAT™ actúa de barrera antimicrobiana, eliminando en sólo 30 minutos un amplio espectro de bacterias. ACTICOAT™ es una eficaz barrera contra más de 150 patógenos, incluidos gram positivos, gram negativos y hongos Patógenos. Es también una eficaz barrera contra bacterias resistentes a antibióticos tales como: Pseudomonas, Staphylococcus aureus Meticilin resistentes (MRSA) o Enterococcus Vancomicin resistentes (VRE).</p> <p>Indicación; ACTICOAT™ está indicado para el uso de heridas infectadas y como barrera de protección antimicrobiana en heridas de espesor parcial y total: Úlceras por decúbito, Úlceras venosas, Pie diabético, Quemaduras y Zonas donantes o receptoras de injertos</p>
Recomendaciones de empleo	<p>Para su manipulación se recomienda el uso de técnica limpia o estéril,</p> <ol style="list-style-type: none">1. Retirar ACTICOAT™ del envase de manera aséptica.2. Cortar en la forma adecuada si fuera necesario.3. Mojarlo con agua estéril (no usar solución salina).4. Sujetar el apósito ACTICOAT™ en su lugar utilizando un apósito secundario apropiado, que mantenga un ambiente húmedo adecuado y no interfiera con la acción de éste.5. Mantener el apósito húmedo Se usa como apósito primario (en



Descripción técnica de producto

	contacto directo con la lesión), está indicado para heridas exudativas de mediana a gran cuantía, contaminadas, colonizadas e infectadas; no se recomienda emplear en combinación de cremas o pomadas pudiendo verse afectada la acción analgésica y antimicrobiana del apósito
Formatos disponibles	Apósito 10x10cm. Apósito 5x5cm.
	