



## Descripción técnica de producto

Producto Bactigras  
Código 701007  
Laboratorio Smith&nephew



<b>Descripción</b>	Gasa tejida estéril parafinada, impregnada en acetato de Clorhexidina BP al 0,5%. Apósito tul antiséptico de acción bactericida y bacteriostática.
<b>Mecanismo de acción</b>	Características <ul style="list-style-type: none"><li>• Contiene Acetato de Clorhexidina BP al 0.5% que actúa como antiséptico de amplio espectro.</li><li>• Mantiene su acción antiséptica aún en presencia de suero fisiológico.</li><li>• Su acción bacteriostática mantiene el control de las colonias bacterianas.</li><li>• Presentación en envases estériles individuales que permiten la aplicación sin riesgo de contaminación.</li></ul>
<b>Recomendaciones de empleo</b>	Para su manipulación se recomienda el uso de técnica limpia o estéril, <ol style="list-style-type: none"><li>1. Limpie la herida según protocolo.</li><li>2. Seleccione la medida de apósito correcta y abra el papel protector.</li><li>3. Utilice guantes al retirar el papel protector.</li><li>4. Ubique BACTIGRAS™ en contacto directo con la superficie de la herida.</li><li>5. Fije con un apósito secundario.</li></ol>
<b>Formatos disponibles</b>	Apósito 10x10cm.





## Descripción técnica de producto

Producto Remove  
Código 701042  
Laboratorio Smith&nephew



<b>Descripción</b>	Disolvente de adhesivos con base acrílica, caucho o hidrocólido, limpia suavemente los residuos de adhesivos sin irritar, incomodidad o trauma de la piel
<b>Mecanismo de acción</b>	Toallitas de un uso para la remoción de residuos adhesivos minimizando así el trauma causado por la eliminación del adhesivo, contiene aloe vera que favorece la hidratación y regeneración de la piel. Precauciones: No aplicar en lesiones abiertas, mucosas o cercanas a ojos. No se recomienda su uso en lactantes
<b>Recomendaciones de empleo</b>	Para su manipulación se recomienda el uso de técnica limpia, 1- Abrir sachet y mantenga toallita en el borde de la cinta o el artefacto. 2-Apriete suavemente para que el líquido fluya entre la piel y el adhesivo. 3-Tire lentamente de la cinta y mantenga el líquido en la línea de adhesivo. 4-Limpie la piel completamente con agua y seque.
<b>Formatos disponibles</b>	Sachet.

